




# Consumables 消耗品



## バイオライフサイエンスジャパンの実験用消耗品

### ▶ 特徴



一般的なバイオ実験器具への互換性あり！  
お手持ちの機械、器具に最適な規格をお選び頂けます。



Sterile, nuclease free, pyrogen free, endotoxin free and PCRinhibitor free.  
各種バイオ実験にも安心してご利用いただけます。











高純度、高透明度、医療グレードのPP、材料はISO9001認証に合格！  
内部コーティング処理なし、高度な金型研磨技術により、低残渣効果を実現しました。

PCRチューブ、プレート、チップ等の実験に必要なプラスチック製品を取り揃えています。  
すべての消耗品は、高純度の原材料を使用し、清浄度レベル:ISO/JIS8 (class100,000) のダストフリー工場生産しています。日本ブランドの射出成型機と高精度な金型を使用して製造され、安定した品質を確保しています。

# ピペットチップ

## 【ラックタイプ 96 pieces/rack】

| Rack<br>96 pieces/rack   |                  | LS<br>(低吸着+滅菌) | FS<br>(フィルター+滅菌) | FLS<br>(フィルター+低吸着+滅菌) |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| <b>10<math>\mu</math>L</b><br><br>全長:31.1mm 目盛り:5, 10 $\mu$ L                     | 型番               | -              | BHZ01R1W-FS      | BHZ01R1W-FLS          |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | -              | ¥65,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | -              | ¥1,300           | ¥1,580                |
| <b>10<math>\mu</math>L(ロング)</b><br><br>全長:46mm 目盛り:5, 10 $\mu$ L                  | 型番               | BHZ02R1W-LS    | BHZ02R1W-FS      | BHZ02R1W-FLS          |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | ¥69,000        | ¥65,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | ¥1,380         | ¥1,300           | ¥1,580                |
| <b>20<math>\mu</math>L①</b><br><br>全長:46mm 目盛り:5, 10 $\mu$ L                      | 型番               | -              | BHZ08R1W(A)-FS   | BHZ08R1W(A)-FLS       |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | -              | ¥70,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | -              | ¥1,400           | ¥1,580                |
| <b>20<math>\mu</math>L②(Finnpipette™ F2適応)</b><br><br>全長:50.7mm 目盛り:10 $\mu$ L    | 型番               | -              | BHZ08R1W(B)-FS   | BHZ08R1W(B)-FLS       |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | -              | ¥70,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | -              | ¥1,400           | ¥1,580                |
| <b>100<math>\mu</math>L</b><br><br>全長:50.7mm 目盛り:10, 50, 100 $\mu$ L            | 型番               | -              | BHZ07R1W-FS      | BHZ07R1W-FLS          |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | -              | ¥65,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | -              | ¥1,300           | ¥1,580                |
| <b>200<math>\mu</math>L</b><br><br>全長:50.7mm 目盛り:10, 50, 100, 200 $\mu$ L       | 型番               | BHZ03R1W-LS    | BHZ03R1W-FS      | BHZ03R1W-FLS          |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | ¥69,000        | ¥65,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | ¥1,380         | ¥1,300           | ¥1,580                |
| <b>1000<math>\mu</math>L</b><br><br>全長:88mm 目盛り:1000 $\mu$ L                    | 型番               | -              | BHZ05R1W-FS      | BHZ05R1W-FLS          |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | -              | ¥70,000          | ¥79,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | -              | ¥1,400           | ¥1,580                |
| <b>1000<math>\mu</math>L(ロング)</b><br><br>全長:101.5mm 目盛り:500, 1000, 1250 $\mu$ L | 型番               | BHZ06R1W-LS    | BHZ06R1W-FS      | BHZ06R1W-FLS          |
|  | 定価(96本×10ラック×5箱) | ¥90,900        | ¥85,000          | ¥96,000               |
|  | 1ラック当たりの価格       | ¥1,818         | ¥1,700           | ¥1,920                |

※販売単位は、1箱(50ラック入り)からご注文いただけます。

チューブ・プレート等各種取り揃えています。  
詳しくはお問合せください。

※製品仕様は予告なく変更されることがあります。



**バイオライフサイエンスジャパン株式会社**  
**BIOER LIFE SCIENCE JAPAN CO., LTD.**

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-5  
神戸バイオメディカル創造センター210号室  
Tel: 078-335-7475 Fax: 078-335-7485  
URL: <https://bioer.co.jp/> Mail: [sales@bioer.co.jp](mailto:sales@bioer.co.jp)

販売店